

Hoja de ensayos y espectros

Fotocopiar por lago y analito | Cada fila exige espectro sin reactivo y con reactivo

Lago / punto / fecha:

Analito / operador:

Kit fabricante / SKU / lote / caducidad:

L / U / especie / unidad:

Lambda / cubeta / blanco sin-con (archivos):

Patron lote / concentracion mg/L:

C0 / hora / dilucion / filtrada 0,45 SI-NO:

Control certificado / medido:

Preparacion: volumenes reales y delta calculada

Ensayo ID	Nivel	Dup.	V muestra	V patron	V blanco	V final	Delta real	Hora prep.

Lecturas: rutas de ambos archivos, tiempo de reaccion y referencia comercial

Ensayo ID	Hora sin	Archivo sin reactivo	Hora react.	Hora con	Archivo con reactivo	Ref. kit	QC / incid.

Niveles 0, 2L, 5L, 10L; en P2 repetir 0 y 10L. Anotar tiempos, temperatura de reaccion y lecturas fuera de rango en QC.
Conservar CSV brutos de muestra y blancos. En CSV: tiempo y temperatura de reaccion, hora de referencia y QC.